





**Противоотечный
СТИК
TheraFace**



Устройство

Противоотечный стик TheraFace

Противоотечный стик TheraFace





**Освежите взгляд и придайте сияние коже
в любое время и в любом месте
с помощью стика TheraFace.**

89% участников тестирования отметили, что кожа вокруг глаз стала
более свежей уже после первого применения

Противоотечный стик TheraFace

Уменьшает отеки под глазами
Делает кожу более сияющей
Улучшает эластичность и упругость кожи
Протестировано дерматологами
Безопасно для всех типов кожи






Здоровая и сияющая кожа в любое время и в любом месте

Компактный и портативный дизайн устройства позволяет избавляться от отёчности как дома, так и в путешествии.



Переключайтесь с холода на тепло одним нажатием КНОПКИ

Выбирайте один из трёх научно выверенных
уровней температуры для каждого режима в
соответствии с вашим комфортом



**Посмотрите, как стик
TheraFace способен
преобразить вашу кожу**

Снятие отеков



Стик TheraFace заметно снижает отечность под глазами

¹Результаты исследования основаны на опросе 58 участников после однократного использования устройства. Протокол: процедура проводилась на чистой, сухой коже, начиная с теплового режима (средний уровень), затем переходя к охлаждению (самый холодный уровень), общей продолжительностью 8-10 минут.

Обновление и свежесть



73% участников исследования отметили, что их глаза стали выглядеть более свежими и отдохнувшими после первого применения стика TheraFace.

¹Результаты исследования основаны на опросе 58 участников после однократного использования устройства. Протокол: процедура проводилась на чистой, сухой коже, начиная с теплового режима (средний уровень), затем переходя к охлаждению (самый холодный уровень), общей продолжительностью 8-10 минут.

Омоложение



**89% участников исследования
отметили эффект омоложения
кожи вокруг глаз
после первого применения стика
TheraFace.**

¹Результаты исследования основаны на опросе 58 участников после однократного использования устройства. Протокол: процедура проводилась на чистой, сухой коже, начиная с теплового режима (средний уровень), затем переходя к охлаждению (самый холодный уровень), общей продолжительностью 8-10 минут.



Анатомическая форма наконечника TheraFace
позволяет легко охватывать все зоны лица



Прощай, отёчность!



Быстро освежает уставшие глаза – без использования морозилки

Стик охлаждает кожу за считанные секунды, помогая уменьшить отечность и оживить уставшие глаза.



Улучшает сияние кожи

Терапия теплом улучшает
впитываемость уходовых средств
и оживляет тусклую кожу, придавая
ей здоровое сияние.



Устройство, которое не тает и не остывает

Легко сочетайте холод и тепло
в одной процедуре, чтобы подарить
вашей коже максимальную пользу.




Мнение экспертов

«Утренняя отёчность часто связана с задержкой жидкости из-за положения во сне, а в некоторых случаях – с аллергией или особенностями рациона.

Применение терапии холодом в безопасном температурном диапазоне помогает уменьшить утреннюю отёчность и выглядеть свежее»

— Нира Натан, MD, MSHS, член Научного консультативного совета Therabody

Стик TheraFace
Снятие отеков
Делает кожу более сияющей



Комплектация



Стик TheraFace

Защитный колпачок

Зарядный кабель USB-C

Характеристики

Терапия теплом

Низкий уровень: 35 °C (по умолчанию)

Средний уровень: 38 °C

Высокий уровень: 42 °C

Терапия холодом

Низкий уровень: 14 °C (по умолчанию)

Средний уровень: 12 °C

Высокий уровень: 10 °C

Размеры

15,2 см × 3,8 см

Вес

112 г

Время работы аккумулятора

38 минут

