



Гетра RecoveryPulse



Гетра

RecoveryPulse

**Гетра выполнена из
запатентованного материала
Flow-Knit и предназначена для
компрессионной и вибрационной
терапии.**





**Встречайте
RecoveryPulse Calf, самую
передовую компрессионную
гетру на рынке**

Возможность машинной стирки

перед стиркой нужно извлечь аккумулятор





Гетра обладает плотной посадкой и ее удобно носить даже под одеждой.



**Гетра RecoveryPulse Calf
поможет избавиться от боли в
икроножных мышцах и подарит
точечное восстановление без
отрыва от повседневных дел**



3 режима вибрации

Технология VibraPulse Technology™
обеспечивает быстрое восстановление
мышц бицепса, трицепса и предплечья.




Оптимальная компрессия

Плотная посадка для максимально
эффективной компрессии.



Инфракрасная ткань FlowKnit™

Ткань с добавлением германия
улучшает кровообращение.

A person is sitting on a grey couch, using a black Therabody massage gun on their right leg. They are wearing black socks and black Adidas sneakers with white soles. The background shows a green blanket and a dark pillow.

**Точечная
терапия.
В любое время
и в любом
месте**



Снимает мышечную боль

Гетра помогает снять напряжение с мышц после долгого пребывания на ногах, а также избавиться от мышечных спазмов и болей, вызванных спортивными травмами.



Улучшает кровообращение

Работаете ли вы весь день на ногах или находитесь в длительном полете, эти гетры помогут улучшить кровообращение и уменьшить воспаление мягких тканей.



Эффективная разминка и восстановление

Гетра помогает эффективнее размяться перед тренировкой и повысить мобильность, а после – ускоряет восстановление.



Поддержка в любых активностях

Бег. Сайклинг. Ежедневная работа на ногах.
Гетра RecoveryPulse Calf подарит хорошее
самочувствие, которое позволит вам
двигаться без ограничений.



Материалы, улучшающие восстановление

Уменьшает дискомфорт и боль в
икроножных мышцах. Ускоряет
восстановление. Повышает гибкость и
мобильность.

Гетра RecoveryPulse




Таблица размеров RecoveryPulse Calf

Чтобы правильно подобрать размер гетры RecoveryPulse Calf, измерьте обхват голени. Используйте полученные данные для выбора размера в приведенной ниже таблице. Для максимального компрессионного эффекта гетра RecoveryPulse Calf должна плотно сидеть на ноге. Если обхват вашей голени находится на границе двух размеров, и вы никогда раньше не пользовались компрессионными аксессуарами, мы рекомендуем выбрать больший размер для комфорта. Если же вы часто пользуетесь компрессионными аксессуарами, то выбирайте меньший размер.

Размер	Длина ноги
XS	28 - 32
S	31 - 35
M	33 - 37

Размер	Длина ноги
L	35 - 42
XL	40 - 45
XXL	43 - 52

Как измерить обхват голени

Измерьте обхват голени в самой широкой точке не напрягая ногу.



Комплектация



- **Устройство RecoveryPulse Calf**
(рукав и аккумуляторный блок)
- **Кабель USB-C/USB-A и адаптер**
- **Чехол для стирки и хранения**

Характеристики

Размеры

Размер аккумулятора: 47 x 52 x 11 мм

Вес

Без аккумулятора: 110 г

С аккумулятором: 135 г
(для размера M)

Время автономной работы

45 минут

Материал

70% полиэстер с германием, 30% нейлон/спандекс

Вибрационные моторы

В гетру встроено 11 микродвигателей QX

Гарантия

Электрические компоненты – 1 год, материал и конструкция (неэлектрические) – 90 дней, аккумулятор и зарядное устройство – 90 дней

Амбассадоры

RecoveryPulse



Therabody



Александра Морозова

Амбассадор Therabody и легкоатлет

Победительница Comrades marathon,
Московского марафона и Ultravasan 90 (x3),
Международного марафона Galaxy
Entertainment Macao-2024.





Александра Воскресенская

Амбассадор Therabody и триатлет

Победительница Titan Ростов-На-Дону
Sprint-2017, IronStar Сочи Sprint-2018





Дмитрий Неделин

Амбассадор Therabody и легкоатлет

Победитель чемпионата России на 15 км,
Победитель полумарафона «Лужники» 2024г,
Призер Московского марафона-2024.

