



Пояс RecoveryTherm




Пояс

RecoveryTherm

**Универсальное носимое
устройство RecoveryTherm
сочетает в себе терапию теплом
и точно подобранную вибрацию
для уменьшения дискомфорта в
мышцах спины и пресса.**





**Ускоряет реабилитацию
и восстановление**



**Удобный носимый дизайн,
позволяющий использовать
устройство без помощи рук**

A woman with long brown hair tied back is sitting on a grey couch. She is wearing a light brown ribbed tank top and dark pants. A black TENS unit with blue accents is wrapped around her waist. The control panel on the unit features a central circular button with a power symbol, surrounded by four smaller buttons with directional arrows. The brand name 'TENS' is visible on the right side of the unit. The background is a bright, out-of-focus window.

**Тепло и вибрация для
эффективного снятия боли**

Настраиваемые режимы
с 3 уровнями нагрева
(38°C, 40°C, 43°C)
и 3 вибрационными
паттернами





Снятие боли в пояснице

Эффективно помогает при мышечных
напряжениях и хронической боли в
пояснице.



Уменьшение скованности

Улучшает кровообращение и
увеличивает подвижность на
протяжении всего дня.



Ускорение восстановления

Сокращает время восстановления,
чтобы вы могли быстрее вернуться к
любимым занятиям.



Терапия без помощи рук

Носимый дизайн позволяет наслаждаться комфортным восстановлением дома, на работе или в дороге, без необходимости держать устройство в руках.



Материалы, улучшающие восстановление

Сетчатая структура из углеродного волокна обеспечивает равномерное и эффективное воздействие, а ткань с германием улучшает кровообращение.

Материалы, улучшающие восстановление

Сетчатая структура из углеродного волокна обеспечивает равномерное и эффективное воздействие, а ткань с германием улучшает кровообращение.



Пояс Recovery Therm



Комплектация



Пояс Recovery Therm
Съемный аккумулятор
Мягкий чехол

Кабель для зарядки USB-C и адаптер питания

Характеристики

Время автономной работы

3 часа

Размер

Универсальный размер

Материал

Ткань с добавлением неопрена и германия

Гарантия на устройство

2 года

Гарантия на аккумулятор

90 дней