

**Система  
прессотерапии  
JetBoots PRO Plus**



Система прессотерапии

**JetBoots PRO Plus**



**Уникальная система прессотерапии  
с технологией «3 в 1» для максимальной  
производительности мышц**



Компрессия



LED-терапия



Вибрационная терапия



Максимально оптимизируйте свою разминку и восстановление с JetBoots PRO Plus – первыми в мире беспроводными сапогами для прессотерапии, которые объединяют компрессию, мощную вибрацию и инфракрасное LED-излучение для более быстрого и эффективного результата.



Сила компрессии, вибрации  
и инфракрасного излучения



## Научно обоснованная компрессионная терапия

Усиливает циркуляцию крови, помогая уменьшить отечность и застой жидкости, что способствует более эффективной разминке и восстановлению.



# Инфракрасная LED- терапия для глубокого и быстрого восстановления

Проникает глубоко в мышцы и суставы,  
снижает воспаление и ускоряет  
естественный процесс регенерации  
тканей.



# Мягкая вибрация для укрепления мышц и повышения производительности

Вибрационная терапия активирует мышцы, увеличивая их силу, выносливость и стабильность во время тренировок.



# Улучшайте результаты и восстанавливайтесь быстрее

Используйте JetBoots PRO Plus для разминки перед соревнованиями, между тренировками или после интенсивной игры, чтобы снизить воспаление и ускорить восстановление.



## **Персонализированное восстановление и встроенные программы**

Выбирайте из восьми простых в использовании режимов, разработанных ведущими спортивными экспертами для терапии ног, коленей и суставов. Или же полностью настройте процедуру под себя с помощью регулируемых параметров. Благодаря кнопке «Быстрый старт» вы мгновенно получите доступ к последнему использованному персонализированному режиму.




## Мнение экспертов

«Компрессионная терапия ускоряет восстановление мышц, улучшает кровообращение, снижает усталость и уменьшает отечность. JetBoots PRO Plus сочетает компрессию с вибрационной терапией и инфракрасным LED-излучением, усиливая эффективность процедуры и ускоряя процесс регенерации тканей. Это идеальный выбор для спортсменов, которые хотят быстрее восстанавливаться и оставаться в лучшей форме.»

Доктор Даниэль Джордано, член научно-консультативного совета Therabody.

# Система прессотерапии JetBoots PRO Plus



# Комплектация



**Устройство JetBoots PRO Plus**  
(2 компрессионных сапога со встроенными насосами)

**Адаптер питания**

**Кабель - разветвитель питания**

**Дорожный чехол**

# Характеристики

## Вес

Маленький (Small): 5,1 кг

Обычный (Regular): 5,5 кг

Большой (Large): 5,8 кг

## Время работы от аккумулятора

150 минут

## Скорости вибрации

Низкая: 20% ШИМ, 4500~8500 об/мин

Средняя: 50% ШИМ, 6500+/-10500 об/мин

Высокая: 100% ШИМ, 9250~11500 об/мин

## Материал

Одежда (сапог): Нейлон с покрытием TPU: 87,5%;

Нейлон с покрытием PU: 10%; Чистый TPU: 2,5%

Корпус: PC+ABS

Одежда (рукав): Нейлон, TPU, PET, PVC

Насос: PVC+ABS, TPU, PC, TPE, POM, Литий-ионный (аккумулятор), Металлы

## Гарантия

Гарантия сроком на 2 года

# Размерная таблица JetBoots PRO Plus

Для правильной посадки компрессионных сапог JetBoots Prime измерьте внутреннюю сторону ноги от нижней части паха до лодыжки. Затем измерьте длину ноги от нижней части паха до пола (без обуви). Если вы находитесь между двумя размерами, мы рекомендуем выбрать меньший размер, чтобы обеспечить наилучшую посадку.

Размер	Длина ноги	Длина внутренней части ноги
S	68 - 81 см	60 - 73 см
M	81 - 93 см	73 - 86 см
L	От 93 см	От 86 см

## Как измерить Длина внутренней части ноги

Измерьте длину от нижней части паха до лодыжки.

## Длина ноги

Измерьте от нижней части паха до пола (без обуви).

