




RecoveryTherm Cube



Устройство

RecoveryTherm Cube

Научно доказанная терапия
способствующая реабилитации
после травм




RecoveryTherm Cube

«RecoveryTherm Cub распаковка»




RecoveryTherm Cube

«Обзор RecoveryTherm Cube vs пакет со льдом»




RecoveryTherm Cube

«Устройство RecoveryTherm Cube | Мгновенная терапия теплом, холодом и контрастом температур»




RecoveryTherm Cube

«RecoveryTherm Cube | Обзор устройства»




RecoveryTherm Cube

«Научно доказано, что этот вид терапии способствует реабилитации после травм»



RecoveryTherm Cube

«Быстрая помощь при ушибах и отеках
RecoveryTherm Cube. Терапия тепло и холодом»



Начало работы

Приложите RecoveryTherm Cube к нужному участку тела, затем нажмите и удерживайте кнопку «охлаждение» или «нагрев», чтобы включить устройство и начать процедуру.







Ключевые особенности:



Регулируемые
ремешки для ношения
на любом участке тела

Точный, безопасный и
научно выверенный
диапазон температур
с использованием
технологии
Cryothermal™



Эффективная терапия в любое время и в любом месте





Портативный
hands-free дизайн



**3 предустановленных режима
работы с несколькими вариантами
температуры:**



Терапия холодом:

18 минут (16°C, 12°C, 8°C)

**Быстрая помощь при ушибах
и отеках**



Терапия теплом:

24 минуты (35°C, 39°C, 43°C)

**Уменьшение болезненных
ощущений**



Контрастная терапия:

20 минут (холод – 8°C, тепло – 43°C)

**Смарт-восстановление
после спорта**

Амбассадоры


RecoveryTherm
Cube



Therabody

Бесплатное
приложение на
русском для
персонализации
устройства

Bluetooth-
синхронизация
с **Therabody**



КОМПЛЕКТАЦИЯ

RecoveryTherm Cube



- Устройство RecoveryTherm Cube
- Каркас для крепления ремешка
- Один ремешок 60 см
- Один ремешок 100 см
- USB-кабель для зарядки



